



Símbolos utilizados

Símbolo	Título del símbolo	Número de referencia del símbolo	Descripción	Título estándar	Número de designación estándar
	Fabricante	5.1.1	Indica el fabricante del dispositivo médico.	Dispositivos médicos: símbolos que deben usarse con la información que debe suministrar el fabricante.	ISO 15223-1:2021
	Precaución	5.4.4	Indica que es necesario tener precaución al operar el dispositivo o control cerca de donde está ubicado el símbolo, o que la situación actual requiere la atención o acción del operador para evitar consecuencias indeseables.		
	Fecha de fabricación	5.1.3	Este símbolo se acompañará de una fecha para indicar la fecha de fabricación. Esto se expresará de acuerdo con la norma ISO 8601-1. La fecha se ubicará junto al símbolo.		
	Identificador único del dispositivo	5.7.10	Indica un transportista que contiene información del identificador único del dispositivo.		
	Consulte las instrucciones de uso o consulte las instrucciones electrónicas de uso.	5.4.3	Indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso.		
	Mantener seco	5.3.4	Indica un dispositivo médico que debe protegerse de la humedad.	Parte 1: Requisitos generales	
	No utilizar si el empaque está dañado y consultar las instrucciones de uso	5.2.8	Indica que un dispositivo médico no debe utilizarse si el empaque está dañado o abierto, y que el usuario debe consultar las instrucciones de uso para obtener información adicional.		
	Número de serie	5.1.7	Indica el número de serie del fabricante para poder identificar un dispositivo médico específico.		
	Número de catálogo	5.1.6	Indica el número de catálogo del fabricante para poder identificar el dispositivo médico.		
	Código de lote	5.1.5	Indica el código de lote del fabricante para poder identificar el lote o tanda.		
	Pieza aplicada tipo B	5840	Para identificar una pieza aplicada tipo B que cumple con la norma IEC 60601-1.	Símbolos gráficos para uso en equipos.	IEC 60417
	Residuos de equipos eléctricos y electrónicos	6414	Para indicar que se requiere una recolección separada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (waste electric and electronic equipment, WEEE).		
	Inseguro para resonancia magnética (RM)	N/C	Un elemento que se sabe que presenta riesgos en todos los entornos de RM.	Práctica estándar para marcar dispositivos médicos y otros elementos para la seguridad en el entorno de la resonancia magnética.	ASTM F2503-05
	Advertencia; Campo magnético	W006	Para advertir de un campo magnético.	Símbolos gráficos — Colores de seguridad y señales de seguridad — Señales de seguridad registradas.	ISO 7010

Símbolos adicionales para claridad del usuario

Símbolo	Título del símbolo	Número de referencia del símbolo	Descripción	Título estándar	Número de designación estándar
	Riesgo de asfixia	N/C	Mantenga el dispositivo y sus componentes fuera del alcance de los niños. Las piezas pequeñas pueden representar un riesgo de asfixia.	N/C	N/C
	Batería recargable de iones de litio	N/C	El dispositivo contiene una batería recargable de iones de litio.	N/C	N/C
	Bluetooth	N/C	El dispositivo funciona con tecnología Bluetooth	N/C	N/C